

ANALISADOR DE DROGAS DE ABUSO UTC



INTRODUÇÃO

O analisador de drogas de abuso **UTC**, graças à sua conceção e ao seu tamanho compacto e ergonómico, permite a despistagem de drogas de abuso em qualquer lugar, sem problemas no seu transporte.

CONCEITO

O analisador de drogas **UTC** permite a despistagem qualitativa de até 7 parâmetros diferentes para diferentes tipos de drogas em simultâneo, de forma fácil, em qualquer local, graças à tecnologia avançada que incorpora.

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO


- Teste de 7 tipos de drogas de abuso (depende da cassette análise usada).
- Entrada fácil de dados e seleção de menus através do teclado incorporado no instrumento.
- Capacidade de recolher e guardar na sua memória interna o apelido do testado, número de identificação, número de identificação do utilizador, número interno, nome e apelido do utilizador.
- Possibilidade de mostrar o estado da memória e pesquisar registos.
- Possibilidade de transferir os dados adquiridos e registados no instrumento e proceder à sua exportação para um computador via USB com o software **UTC-DATA**.
- Impressão de relatórios através de uma impressora portátil com comunicação Bluetooth.
- Registo/relatório de recusa para aqueles que se recusaram a fazer a análise.
- Os dados gravados no instrumento não podem ser apagados pelo utilizador.
- Controlo da temperatura ambiente.
- Restrição da autorização pessoal.
- Utilização muito fácil em qualquer ambiente devido ao amplo ecrã gráfico.
- Alimentado por bateria polimérica, recarregável, iões-lítio.
- Bateria incorporada com relógio e data.
- Kits para carregamento de 220VAC e 12VDC.
- Certificação CE, conformidade com as diretivas CEM e baixa tensão.
- Iluminação do teclado e som ligado/desligado.
- Ajuste do contraste do visor.



Detetor de Drogas UTC

Software UTC-DATA para transferência de dados :

Com o software **UTC-DATA**, é possível transferir dados do dispositivo para um computador, arquivar, pesquisar registos de transferência para suportes diferentes (cartões de memória, discos floppy, etc.) e imprimir



ACESSÓRIOS

UTK - KIT ANÁLISE

- Kit de teste integrado para recolha de saliva, de fácil utilização.
- Linhas de controlo que indicam que a quantidade suficiente de amostra é recolhida no kit de teste.
- Marcação na embalagem indicando o lote, data de fabrico / data de validade e tipo de drogas.
- Almofada de recolha de saliva integrada.
- Etiquetagem opcional de RFID.
- Conformidade com a diretiva EMC e baixa tensão.

Tipos de drogas	Item de destino	Valor de corte (ng/mL)
Anfetamina	d- Anfetamina	50
Benzodiazepina	Oxazepam	20
Marijuana (THC)	L;9THC	25
Cocaina	Benzoylcgonina	30
Opiáceo	Morfina	40
Metanfetamina	D-Metanfetamina	50
MDMA	MDMA	50



ACESSÓRIOS

Impressora PRN-08

Tecnologias impressão	Térmica Directa
Bateria	Li-ion recarregável ou Li-polímero
Interface	Bluetooth
Largura do papel	57,5mm
Diâmetro rolo de papel	40mm
Indicadores	LED (erro, sem papel, tampa aberta, carga, bateria normal/baixa)
Desligamento automático	Sim
Autoteste	Sim



CÓDIGOS DE ENCOMENDA

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
Analizador 7 de Drogas Abuso UTC + impressora	10140010052
Cassete análise UTK	11140110001
Rolo de Papel Termo Sensível Impressora ARMAS	19130130003

Analizador de Drogas UTC de ARMAS ELEKTRONIK, em idioma Português.

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.

ARMAS e a **TECNIQUITEL** reserva-se o direito de alterar questões técnicas, padrões, cores, imagens e tamanhos sem aviso prévio.